

CARTE DE GARANTIE / WARRANTY CARD / GARANTIEKARTE / GARANTIE
12 MOIS / 12 MONTHS / 12 MONATE / 12 MAANDEN

TENSIOMETRE

Ref. WE100

NOM/NAME/NAHME/NAAM _____


ADRESSE/ADRESS/ANSCHRIFT/ADRES _____

CODE POSTAL/POSTCODE/POSTLEITZAHL/POSTCODE _____

VILLE / PLACE / STADT / _____

CACHET DU REVENDEUR
STAMP OF RETAILER
STEMPEL VOM HÄNDLER
STEMPEL VAN DE VERKOPER

DATE D'ACHAT
DATE OF PURCHASE
EINKAUFSDATUM
VERKOOPSDATUM



- FR
- US
- ES
- IT
- D
- RO
- HU
- NL

En cas de panne retournez l'appareil accompagné de cette carte de garantie à votre revendeur
In case of damage, please return appliance and warranty card to your retailer
Im Garantiefall, senden Sie bitte das Gerät mit der Garantiekarte an unsere Kundendienstelle
In geval van defect stuur het artikel terug naar de verkoper vergezeld van deze garantiekarta



SPORT-ELEC[®]

INSTITUT

Tensiomètre électronique de poignet



MODE D'EMPLOI
réf : WE100

SPORT-ELEC[®] Institut, BP35 - 31 rue du Val Breton, 27520 Bourgtheroulde Infreville - FRANCE
Tel. : 02.32.96.50.50 - Fax : 02.32.96.50.59 - www.sportelec.com

Photos non contractuelles / Noi contractual pictures / A termék ellátás a fényképi

Figure 1




Figure 3




Figure 2




Figure 4

Tensiomètre électronique de poignet. •

1.1. Caractéristiques:

- Une seule touche. Résultat précis en 20 secondes.
- Gonflage et dégonflage automatique et confortable.
- Mémoire jusqu'à 99 mesures avec date et heure.
- Mise en veille automatique après 1 minute de non-utilisation. •

1.2. Contre-indications:

- Ne pas utiliser le tensiomètre sur les enfants ou les personnes handicapées.
- Ne pas utiliser en cas d'arythmie, ou de troubles artériels.
- Ne pas utiliser le tensiomètre dans un autre but que la mesure de la tension ou du pouls.

1.3. Précautions:

- Les données mesurées n'ont qu'un but indicatif. Consultez votre médecin pour interpréter les résultats. Ne pas faire d'autodiagnostic si vous n'êtes pas habilité.
- Suivez toujours les procédures d'opération décrites dans ce manuel.
- N'appuyez pas sur le bouton On/Off quand le tensiomètre n'est pas fixé autour du poignet.
- Ne pas utiliser à proximité d'un téléphone portable ou d'un four à micro-ondes.

Suggestions avant de mesurer la tension :

- Évitez de manger ou boire une boisson excitante, évitez de fumer, faire du sport, vous baigner, aller aux toilettes, au moins 30 minutes avant la mesure.
- Évitez de prendre votre tension si vous êtes stressé.
- Restez en position assise ou couché au moins 5 à 10 minutes avant la mesure.
- Prenez votre tension tous les jours à la même heure.

2. DESCRIPTIF DE L'APPAREIL (Schema p2)

- | | |
|--|---|
| 1. La date et l'heure | 6. Etat de la batterie |
| 2. Pression systolique | 7. Touche «Marche/arrêt»: appuyez pour mesurer la tension artérielle et le pouls. |
| 3. Touche SET pour accéder au menu Date/Heures et aux données mémorisées | 8. Touche «mémoire»: pour voir les données mémorisées Régler les informations de date/heures. |
| 4. Pression diastolique | 9. Indicateur du numéro de la mémoire |
| 5. Indicateur de pulsation | |



3. PREPARATIONS AVANT UTILISATION•

3.1.Insertion/remplacement des piles.

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles dans le sens indiqué par la flèche
2. Insérez 2 piles alcaline type «AAA» selon les marques de polarité «+» et «-» à l'intérieur du compartiment.
3. Fermez le couvercle du compartiment.

Note: Il est recommandé d'utiliser des piles alcaline et de ne pas mélanger des piles de différents types.

Le tensiomètre affiche 2 paramètres d'avertissement «piles»:

- a.Piles faibles•: l'indicateur  s'affiche sur l'écran LCD. Cela signifie que la pile faiblit, mais on peut encore faire quelques mesures.
- b.Piles usées•: l'indicateur  clignote, cela signifie "plus de batterie".

Remplacez les piles immédiatement.

3.2. Réglage de la date et de l'heure

Note: Avant l'installation Date/Heure, assurez-vous que le tensiomètre est éteint.

La touche «SET» est la touche grise en haut à droite de l'écran (touche n°3 - Fig.1 - p.2). Appuyez sur la touche SET avec la pointe d'un stylo pour accéder au menu Date/Heure. Appuyez 4 secondes sur la touche SET pour régler les minutes, le deuxième appui bref permet de régler le mois, le troisième appui bref permet de régler l'année, le quatrième appui bref permet de régler l'heure. Pour chaque information, faites défiler les valeurs avec la flèche (touche n°8 - Fig.1- p.2) et appuyer sur SET pour valider.

3.3. Vider la mémoire

Appuyez sur la flèche (touche n°8 - Fig.1- p.2), puis sur le bouton SET pendant 3 secondes pour voir s'afficher «CLR»

3.4. Pulsations cardiaques

En cas de rythme cardiaque anormal, deux notifications peuvent s'afficher sur l'écran:

PH- signifie «Pulse High», c'est à dire rythme cardiaque élevé

PL- signifie 'Pulse Low», c'est à dire rythme cardiaque faible

Dans les deux cas, consultez votre médecin.

4. Comment mesurer la tension artérielle

Ajustez le tensiomètre autour de votre poignet gauche avec le scratch placé à 1cm de votre paume. L'écran LCD doit être sur la face interne du poignet, paume de main tournée vers le ciel (fig3- p.2). Appuyez votre coude gauche sur un support. Le tensiomètre doit être au niveau du coeur (fig4- p.2).

Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton Marche/arrêt (touche n°7 fig1- p.2).

Une fois les mesures prises, la pression systolic/diastolic et le rythme cardiaque restent affichés sur l'écran LCD.

Si vous voulez prendre votre tension et votre pouls une fois encore, appuyez sur le bouton

Marche/arrêt. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus d'une minute, le tensiomètre se met automatiquement en veille.

5. COMMENT UTILISER LA FONCTION MEMOIRE

5.1. Accès à la Mémoire

Les résultats de la pression sanguine et du pouls mesurés sont automatiquement stockés dans la mémoire. Après avoir stocké 99 mesures dans la mémoire, la plus ancienne mesure sera remplacée par la plus récente. Utilisez la fonction de mémoire pour vous rappeler des mesures précédentes.

Appuyez sur la flèche (touche n°8 - Fig.1- p.2) pour faire défiler les mémoires, numérotées de 1 à 99.

5.2.Comment effacer les mesures enregistrées

Appuyez sur la flèche (touche n°8 - Fig.1- p.2) puis sur le bouton SET (touche n°3 - Fig.1 - p.2) pendant 4 secondes, jusqu'à voir apparaître «CLR» en haut à gauche de l'écran. Ensuite choisissez d'effacer une seule mémoire ou d'effacer toutes les mesures enregistrées en appuyant une deuxième fois sur le bouton SET.

Validez votre choix en appuyant sur la flèche.

6. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

6.1. Entretien

Stockage•et rangement:

- Veuillez retirer les piles si le tensiomètre n'est pas utilisé pendant un certain temps.
- Rangez le tensiomètre dans sa boîte pour le transporter ou le stocker.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec selon des conditions de stockage. La durée de vie de l'appareil est de 3 ans dans des conditions normales (sauf les piles). N'utilisez pas ou ne stockez pas le tensiomètre sous la lumière du soleil directe, dans les endroits humides, poussiéreux et corrosifs, ou près d'une source de chaleur.
- Ne laissez pas tomber l'appareil. Évitez tout impact fort.

Nettoyage:

- Ne pas utiliser de benzène, d'essence, de base alcoolisée ou d'agent dissolvant.
- Essuyez-le avec un chiffon humidifié avec de l'eau ou un agent nettoyant doux, séchez ensuite l'appareil avec un chiffon doux et sec. Ne l'immergez pas dans l'eau.
- Le brassard du poignet peut être nettoyé en l'essuyant avec un tissu humidifié et du savon. Ne l'immergez pas dans l'eau.
- Ne pas tordre, étirer, plier ou tirer la partie rigide du brassard.
- Ne séparez pas le brassard de l'appareil, ne démontez pas l'appareil, et n'essayez pas de réparer le tensiomètre par vous-même. Référez-vous au distributeur.

6.2. messages d'erreur et diagnostics de pannes.

Cas n°1: Il n'y a pas de symboles affichés sur l'écran LCD.

Les piles sont usées ou elles n'ont pas été correctement installées: Vérifiez la position des piles selon les polarités «+» et «-». Retirez les piles et attendez 10 secondes avant de les remplacer.

Cas n°2: «Err P» apparaît sur l'écran; Pas de gonflage du brassard.

Réajustez le brassard du poignet fermement et reprenez la mesure.

Cas n°3: «Err 1» apparaît sur l'écran ; le brassard n'est pas assez serré ou le dégonflage est trop rapide.

D'abord, resserez le brassard. Si le problème persiste, faites vérifier l'appareil auprès d'un service agréé.

Cas n°4: «Err 2» apparaît sur l'écran; le poignet a bougé ou des interférences brouillent la prise de mesure: Immobilisez votre poignet quand vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Eloignez le tensiomètre des appareils pouvant émettre des interférences comme le téléphone portable par exemple.

Cas n°5: «Err 3» apparaît sur l'écran; les résultats des mesures sont incorrects: Retirez votre montre ou replacez le brassard correctement.

Le tensiomètre ne convient pas pour une utilisation sur les enfants.

Si malgré ces conseils, vous ne parvenez pas à prendre votre tension ou votre pouls, retournez l'appareil auprès du fournisseur.

6.3 Caractéristiques techniques Tensiomètre de poignet WE100:

- Méthode de mesure : oscillométrique
- Plage de mesure de la pression: 0 à 280mmHg
- Plage de mesure du pouls : 40 à 195 battements/min
- Mémoire : 99 mesures avec date et heure
- Précision de la pression : +/- 3 mmHg
- Précision du pouls : +/- 5% de la mesure
- Gonflage et dégonflage automatique
- Alimentation: 2 piles alcalines AAA 1,5V (non fournies) de type LR03
- Température de fonctionnement*: de +10° à 40°C
- Humidité: de 30% - 85% RH
- Température de stockage: de -20° à +60°C
- Humidité: de 10% -95%RH
- Brassard pour poignet de 135 à 195 mm de circonférence
- Dimensions : 63,5 x 69 x 37,5 mm
- Poids: 110g (sans les piles)

Wrist Blood Pressure Monitor

1.1.Features:

- One touch. Accurate result in 20 seconds.
- Comfortable automatic inflation and deflation.
- Memories for reading up to 99 sets, with date/ time
- Automatic turn-off after idle 1 minute.

1.2. Contraindications:

- Do not use the device on infants or persons who cannot communicate.
- The device may show some reading error in the presence of common arrhythmia, such as arterial or ventricular premature beats or arterial fibrillation.
- Do not use the device for purposes other than measuring blood pressure.

1.3. Precautions:

- This unit does NOT serve as a cure of any cardiovascular symptoms or disease. The data measured is only for reference. Always consult your physician to have the results interpreted. Do not rely on self-diagnosis.
- Always follow the operation procedures described in the manual in order to obtain correct results.
- Do not press the power button when the wrist cuff is not wrapped around the wrist.
- Using the device near a mobile phone or microwave oven may cause a reading error.
- Disassembly or modification the unit or wrist cuff may lead to permanent reading error.

Suggestions before measuring blood pressure:

- Avoid eating, smoking, exercising, bathing, and taking alcohol, caffeine, or tea for at least 30 minutes before measurement.
- Avoid urination or bowel movement before measuring.
- Avoid measuring when feeling anxiety or tension.
- Please sit or lie down for at least 5~10 minutes before measuring.

2. DESCRIPTION FO UNIT (Schema p2)

1. The date/time
2. Systolic Pressure
3. SET button to set the date/time and the memory
4. Diastolic Pressure
5. Pulse symbol
6. Battery symbol
7. Power button: Press to start inflating the cuff and measuring the blood pressure & pulse rate. Press again to turn off the device.
8. Memory button: To set the Date/ Time and to the stored measurements.
9. Memory symbol



3. PREPARATIONS BEFORE USE

3.1. Battery installation / replacement

1. Remove the cover in the direction indicated by arrow (fig.2 p.2)
2. Install or replace 2 "AAA" size alkaline batteries. Make sure the + (positive) and - (negative) marks match those indicated in the battery compartment.
3. Replace the battery cover.

Note: For best performance and longest life, we recommend using alkaline batteries. Do not mix difference type, date or brand-name batteries.

This device features 2 setup battery warning:

- a. Battery low warning: battery indicator  appears on LCD display. It means the battery is running low. You can still make about accurate measurements.
- b. Battery dead warning: when the battery indicator  flashes, the battery is dead. Please change immediately.

3.2. Date, Time, and Unit Setting

The SET button is on the top right of the LCD screen display (n°3 - Fig.1 - p.2).

Press the SET button with the tip of a pen to access the Date/Time setting menu.

Press the SET button for 4 secondes to set minutes, short press a second time to set the month, short press a third time to set the year, and short press a fourth time to set hours. For each information, make the values scroll pressing the arrow key (n°8 - Fig.1 - p.2) and press the SET button to validate.

3.3. Clear the memory

Press the arrow key (touche n°8 - Fig.1 - p.2), then press the SET button for 3 secondes to make the symbol «CLR» appear on the LCD screen display.

3.4. Pulse function

There are two warning signs to display with the Pulse rate if the user's pulse rate is high or low.

If it shows «PH», it means «Pulse High»

If it shows «PL» it means «Pulse Low»

In both case, please consult your doctor.

4. How to measure blood pressure

Hold your left arm in front of you with palm facing up.

Apply the cuff so that the monitor is on the inside of your wrist with the display in easy view (fig3- p.2). Place your elbow on a table, palm facing up, Reset your wrist on the case to make sure the pressure cuff is at the same level as the heart. (fig4 p2)

2. Press "power" button and relax (n°7 fig1- p.2).

Note: Please take a 5-10 minute break before taking another measurement.

5. HOW TO USE THE MEMORY FEATURES

5.1 Memory mode

The blood pressure and pulse rate readings measured are automatically stored in the memory. The unit stores the most recent 99 sets of readings. When more than 99 measurements were taken, the earliest set will be replaced by the most recent. Use the memory function to recall previous readings.

Press the ARROW button (n°8 - Fig.1 - p.2), the index "1" will be displayed, followed by the last reading taken. (figure 10).

To recall the readings measured previously, press "memory" button again. The values will be displayed in the order of time and date taken.

5.2 How to erase all the readings in memory

Press the ARROW key (n°8 - Fig.1 - p.2) then the SET button (touche n°3 - Fig.1 - p.2) during 4 secondes, until «CLR» appears on the top left of the display.

Then choose to clear one memory or all the memory pressing a second time on the SET button.

Validate your choice pressin the ARROW key.

6. CARING FOR YOUR METER

6.1 Maintenance

Storage

- Please remove the batteries if the monitor won't be used for a long period of time.
- Always use the storage box provided with the device to transport or store the unit.
- Store the unit in a dry and cool place within the storage condition range. The device shelf life is 3 years in normal condition except for battery. Do not operate or store the device in direct sunlight, high temperature, humid, dusty, or corrosive environment.
- Please refer to "specification" for the proper storage and operation environment.
- Do not drop this unit. Avoid strong impact.

Cleaning

- Do not use benzene, gasoline, or any alcoholic-base or solvent agent to clean the device.
- To clean the unit, wipe with a cloth moistened with tap water or a mild cleaning agent, then dry the device with a soft and dry cloth. Do not flush with or immerse in water.
- The cuff can be cleaned by wiping with moistened cloth and soap. Do not immerse in water.
- Do not twist any tubing. Refrain from stretching, bending or tugging on the wrist cuff.
- Do not flip the cuff inside out.
- Do not separate the cuff from the unit, disassemble the device, or try to repair the unit by yourself. If any problem occurs, refer to the distributor.

6.2. Error message & troubleshooting

Case n°1: No indicator/symbol on the LCD;

Batteries ran out or were not installed properly : Check and correct the battery polarity. Remove the batteries and wait 10 seconds before replacing the batteries.

Case n°2: «Err P» shown on the display: Fail to inflate.

Please check the connection on main unit and cuff. If loosened, then connect them tightly. Please check if air tube is broken, then change it.

Case n°3: «Err 1» shown on LCD display: the cuff is loosened. Deflate too fast.

Fasten the cuff, start it again. Please send it to customer service.

Case n° 4: «Err 2» shown on the LCD display, movement occur on the wrist. Interference signal around the BPM.

Keep still after you press the power button. Please remove interfering sources from magnetic material or cell phone.

Case n°5: «Err 3» shown on the display. Incorrect measured result.

Take off your watch or cuff might be placed incorrectly. Please re-wrap cuff in correct position. You might use it incorrectly, such as measure blood pressure on child.

If correct measurement is impossible even after checking the above mentioned points, contact the customer service.

6.3 Specifications

•Display: LCD digital display

•Measurement Method: Oscillometric method

•Measurement Range

Pressure : 0~280mmHg

Pulse rate : 40~195 / minute

•Accuracy / Calibration

Pressure : 3mmHg of reading

Pulse rate : 5% of reading

•Memory Capacity: 99 sets of reading with date and time

•Inflation: Automatic inflation

•Pressure Release: Automatic exhaust valve

•Pressure Detection: Piezo-Resistive silicon pressure transducer

•Power supply: 2x AAA 1.5V alkaline batteries (not included)

•Operation Environment: +10°C ~ +40°C / 30% ~ 85% R.H. maximum

•Storage Environment: -20°C ~ +60°C / 10% ~ 95% R.H. maximum

•Battery Life: Approx. 200 uses (alkaline batteries)

•Cuff Size: Wrist Circumference approx. 135~195mm (5-1/4 ~ 7-3/4 inch)

•Dimensions: 63,5mm x 69mm x 37,5mm

•Weight: 110g (without batteries)

•Accessories: Storage Case, Instruction Manual

*Please understand that specification may be changed without prior notice.

Tensiómetro electrónico de muñeca.

Contraindicaciones:

•No utilizar el tensiómetro sobre los niños o las personas minusválidos.

•No utilizar en caso de arritmia, o de problemas arteriales.

•No utilizar el tensiómetro por otro objetivo que la medida de la tensión o el pulso.

Precauciones:

•Los datos medidos no son más que una referencia. Consulte a su médico para interpretar los resultados. No hacer auto diagnóstico si no está habilitado por eso.

•Siga siempre los procedimientos de uso descritos en este manual.

•No apoyen en el botón On/Off cuando el tensiómetro no está puesto en su muñeca.

•No utilizar cerca de un teléfono portable o de un microondas.

Sugerencias antes de medir la tensión:

•Evite comer o beber una bebida que excita, evitan fumar, practicar deporte, bañarse, irse al aseo, al menos 30 minutos antes de la medida.

•Evite tomar su tensión si esta estresado.

•Permanezca en posición sentada al menos 5 a 10 minutos antes de la medida.

•Tome su tensión todos los días a la misma hora

2. DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Dibujo)

1. Fecha y hora

2. Presión sistólica

3. Tecla SET

4. Presión diastólica

5. Indicador de pulsación

6. Estado de la batería

7. Tecla "On/Off": apoye para medir la tensión arterial y el pulso.

8. Tecla "memoria": para ver los datos memorizados Arreglar las informaciones de la fecha y las horas..

9. Indicador del número de la memoria

3. PREPARACIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN

3.1. Inserción / sustitución de las pilas.

1. Retire la tapa del compartimento pilas en el sentido indicado por la flecha

2. Inserte 2 pilas alcalina modelo "AAA" según las marcas de polaridad "+" y "-"

3. Cierre la tapa del compartimento. •

Nota: Se recomienda utilizar pilas alcalinas y no mezclar pilas de distintos tipos.

El tensiómetro indica 2 parámetros de advertencia "pilas":

a. Pilas debilitada: el indicador  se indica sobre la pantalla LCD.

Eso significa, que la pila debilita, pero se pueden aún hacer algunas medidas.

b. Pilas usadas: el indicador  parpadee, eso significa "no batería".Sustituya las pilas inmediatamente.

3.2. Instalación de la fecha y hora

La tecla SET es la tecla gris arriba a la derecha de la pantalla (tecla nº3 - Fig. - p.2). Apoye en la tecla SET con la punta de un bolígrafo para acceder al menú Fecha / Hora.

Apoye 4 segundos sobre la tecla SET para arreglar los minutos, el segundo apoyo breve permite regular el mes, el tercer apoyo breve permite regular el año, el cuarto apoyo breve permite regular las horas. Para cada información, arreglar los valores con la flecha (tecla nº8 - Fig.1- p.2) y apoyar en SET para validar.

3.3. Borrar la memoria

Apoyar en la flecha (tecla nº8 - Fig.1- p.2), luego sobre el botón SET durante 3 segundos para ver "CLr"

3.4. Los latidos del corazón

En caso de ritmo cardíaco anormal, dos notificaciones se puede indicar sobre la pantalla: - PH significa "pulsa High", es decir, elevado ritmo cardíaco
- PL- significa "pulsa Low", es decir, ritmo cardíaco bajo

En los dos casos, consultan a su médico.

4. Cómo medir la presión arterial

Ajuste el tensiómetro en torno de su muñeca izquierda con el scratch colocado a 1cm de su palma. La pantalla LCD debe ser sobre la posición interna de la muñeca, palma de mano vuelta hacia el cielo (fig3- p.2). Apoye su codo izquierdo en un soporte. El tensiómetro debe ser en el nivel del corazón (fig4- p.2).

Ponga el aparato en marcha apoyando sobre el botón On/Off (tecla nº7 fig1- p.2).

Una vez las medidas realizadas, la presión systolic/diastolic y el ritmo cardíaco permanecen indicadas sobre la pantalla LCD.

Si quieres tomar su tensión y su pulso una vez más, apoyan en el botón On/Off. Si no apoyan más sobre ninguna tecla durante uno minuto, el tensiómetro se pone automáticamente en modo espera.

5. COMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE MEMORIA

5.1. Memoria de Acceso

Los resultados de la presión sanguínea y del pulso medido se almacenan automáticamente en la memoria. Después de haber almacenado 99 medidas en la memoria, la más antigua medida será sustituida por el más reciente. Utilice la función memoria para recordarles medidas anteriores. Apoye en la flecha (tecla nº8 - Fig.1- p.2) para ver las memorias, numeradas de 1 a 99.

5.2. Como borrar las medidas registradas

1. Apoyar sobre la flecha (tecla nº8 - Fig.1- p.2) luego sobre el botón SET (tecla nº3 - Fig. - p.2) durante 4 segundos, hasta ver aparecer "CLr" arriba a la izquierda de la pantalla. A continuación eligen borrar una única memoria o borrar todas las medidas registradas apoyando una segunda vez en el botón SET.

Valide su elección apoyando en la flecha.

6. MANTENIMIENTO DEL APARATO

- Retirar las pilas si el tensiómetro no se utiliza durante un determinado tiempo.
- Guarde el tensiómetro en su caja para transportarlo o almacenarlo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco según condiciones de almacenamiento. La duración de vida del aparato es de 3 años en condiciones normales (excepto las pilas). No utilizan o no almacenan el tensiómetro bajo la luz solar directa, en lugares húmedos, polvorientos y corrosivos, o cerca de una fuente de calor.
- No dejan caer el aparato. Evite todo impacto fuerte.

Limpieza:•

- No utilizan benceno, gasolina, base alcoholizada o agente disolvente.
- Limpie con un trapo húmedo con agua o un agente que limpia suave, secan a continuación el aparato con un trapo suave y seco. No lo sumergen en el agua.
- El brazaletes de la muñeca puede limpiarse limpiándolo con un tejido húmedo.
- No torcer, doblar o extraer la parte rígida del brazaletes.
- No separan el brazaletes del aparato, no desmontan el aparato.

6.2. Mensajes de error y diagnósticos de averías.

Caso nº1: No hay símbolos indicados sobre la pantalla LCD.

Las pilas son usadas o no se instalan correctamente: Compruebe la posición de las pilas según las polaridades "+" y "-". Retire las pilas y espera 10 segundos antes de sustituirlos.

Caso nº2: "Err P" aparece sobre la pantalla; No hay inflación del brazaletes.

Reajuste el brazaletes a la muñeca firmemente y reanuda la medida.

Caso nº3: "Err 1" aparece sobre la pantalla; el brazaletes no está apretado o la deflación es demasiado rápida.

En primer lugar, apretar el brazaletes. Si el problema persiste, ase comprobar el aparato para un servicio autorizado.

Caso nº4: "Err 2" aparece sobre la pantalla; la muñeca se ha movido o interferencias revuelven la toma de medida: Inmovilice su muñeca cuando apoyan en el botón On/Off. Aléjese el tensiómetro de los aparatos que pueden emitir interferencias como el teléfono portable por ejemplo.

Caso nº5: "Err 3" aparece sobre la pantalla; los resultados de las medidas son incorrectos: Retire su reloj y pone de nuevo el brazaletes correctamente. Atención: El tensiómetro no funciona sobre los niños.

Si a pesar de estos consejos, no llegan a tomar su tensión o su pulso, devuelven el aparato al proveedor.

6.3 Características técnicas WE100:

- Método de medida: oscilométrico
- Temperatura de funcionamiento: de +10° a 40°C
- Gama de medida de la presión: 0 a 280mmHg
- Humedad: de 30% - 85% RH
- Gama de medida del pulso: 40 a 195 pulsaciones/min
- Temperatura de almacenamiento: de -20° a +60°C
- Memoria: 99 medida con fecha y hora
- Humedad: de 10% - 95%RH
- Precisión de la presión: +/- 3 mm Hg
- Brazaletes para muñecas de 135 a 195 mm de circunferencia
- Precisión del pulso: + un 5% de la medida
- Dimensiones: 63,5 x 69 x 37,5 mm.
- Alimentación: 2 pilas alcalinas AAA 1,5V (no incluidas)
- Peso: 110g (sin las pilas)

Pressione sanguigna polso.

1.1. Caractéristiques:

- Un unico tasto. risultato preciso in 20 secondi.
- Controllo automatico di inflazione e deflazione e confortevole.
- Memoria fino a 99 misurazioni con data e ora.
- Spegnimento automatico dopo 1 minuto di non utilizzo.

1.2. Contro-indicazioni:

- Non usare la pressione del sangue di bambini o disabili.
- Non utilizzare in caso di aritmie, o malattie delle arterie.
- Non utilizzare il monitor per un altro scopo che la misura della tensione o di impulso.

1.3. Precauzioni:

- I dati rilevati hanno un solo codice scopo. Consultare il proprio medico di interpretare i risultati. Non fare auto-diagnosi, se non sono autorizzati.
- Seguire sempre le procedure operative descritte in questo manuale.
- Non premere il tasto On / Off quando il monitor non è attaccato al polso.
- Non utilizzare in prossimità di un telefono cellulare o un forno a microonde.

Suggerimenti prima di misurare la tensione:

- Evitare di mangiare o bere una bevanda eccitante, non fumare, fare sport, nuotare, andare in bagno, almeno 30 minuti prima della misurazione.
- Evitare di prendere il tuo sangue se sei stressato.
- Rimanere seduti o sdraiati almeno 5-10 minuti prima della misurazione.
- Portare la pressione del sangue ogni giorno allo stesso tempo

2. Descrizione dell'apparecchio (Figura p2)

1. La data e l'ora
2. Sistolica
3. pulsante SET per accedere a pressione e il polso. menu Data / Ora e 4. Diastolica data / ora.
5. Heartbeat Indicato
6. Stato della batteria
7. Tasto "On / Off: premere su misura
- 8 pulsante "memoria" per visualizzare i dati memorizzati Impostare i dati memorizzati
9. Numero indicatore di memoria

3. PREPARATI PRIMA DELL'USO

3.1. Insertion/remplacement batterie.

1. Togliere il coperchio del vano batteria nella direzione indicata dalla freccia
2. Inserire 2 pile alcaline "AAA" da parte polarità segni "+" e "-" all'interno del vano.
3. Chiudere il coperchio.

Nota: Si consiglia di utilizzare batterie alcaline e non mescolare batterie di tipi diversi.

Il monitor visualizza 2 parametri di avvertimento "cella":

a. Piles basso: l'indicatore noto schermi LCD.

Ciò significa che la batteria si scarica, ma possiamo ancora fare alcune misurazioni.

b. Piles rifiuti: l'indicatore lampeggia, significa "senza batteria".

Sostituire le batterie immediatamente.

3.2. Impostazione della data e ora

Nota: Prima di data di installazione / ora assicurarsi che il monitor è spento.

Il pulsante SET è il pulsante grigio in alto a destra dello schermo (tasto # 3 - Fig. 1 - p. 2).

Premere il tasto SET con la punta di una penna per accedere al menu Data / Ora.

4secondes Premere il tasto SET per impostare i minuti, la seconda pressione breve impostare il mese, la terza pressione breve impostare l'anno, la stampa quarto breve per impostare l'ora. Per ogni informazione, i valori di scorrimento con la freccia (tasto 8 - Fig. 1-p.2) e premere SET per confermare.

3.3. Cancellare la memoria

Premere la freccia (tasto 8 - Fig. 1-p.2), quindi il pulsante SET per 3 secondi che vuoi vedere "CLr"

3.4. Heartbeats

In caso di ritmo cardiaco anormale, due notifiche vengono visualizzate sullo schermo:

PH sta per "High Pulse", ossia alto tasso di cuore

PL-significa "Pulse Low", vale a dire il battito cardiaco basso

In ogni caso, consultare il medico.

4. Come misurare la pressione arteriosa

Regolare il monitor attorno al polso sinistro con velcro posto a 1 cm dal palmo. Il display LCD deve essere sulla parte interna del polso, palmo della mano rivolto verso il cielo (fig3, p.2). Premere il gomito sinistro su una staffa. Il monitor dovrebbe essere al livello del cuore (fig4-p.2).

Accendere l'unità premendo il pulsante di accensione (tasto # 7 fig1-p.2).

Una volta che le misure adottate, la pressione sistolica / diastolica e la frequenza cardiaca sono visualizzati sul display LCD.

Se si vuole prendere la pressione sanguigna e il polso, premere il pulsante

Power. Se non premere alcun tasto per più di un minuto, il monitor si spegne automaticamente.

5. COME UTILIZZARE LA FUNZIONE DI MEMORIA

5.1. Accesso alla memoria

I risultati della pressione arteriosa e del polso misurati vengono memorizzati automaticamente nella memoria. Dopo 99 misurazioni in memoria, il più antico sarà sostituito dal ben più recenti. Utilizzare la funzione di memoria per ricordare le misure precedenti.

Premere la freccia (tasto 8 - Fig.1-p.2) per scorrere attraverso i ricordi, numerati 1-99.

5.2. Comment cancellare le misurazioni memorizzate

Premere la freccia (tasto 8 - Fig.1-p.2) e il tasto SET (tasto # 3 - Fig.1 - p.2) per 4 secondi, fino a vedere "Clr" in in alto a sinistra dello schermo. Poi sceglie di eliminare una memoria singola o cancellare tutte le misurazioni registrate nella seconda pressione il pulsante SET.

Confermare la scelta premendo la freccia.

6. CARE UNIT

6.1. Manutenzione

Stoccaggio e conservazione:

- Si prega di rimuovere le batterie se il monitor non viene usato per qualche tempo.
- Tenere il monitor nella sua scatola per il trasporto o la conservazione.
- Tenere in un luogo fresco e asciutto in condizioni di stoccaggio. La durata del dispositivo è di 3 anni in condizioni normali (eccetto batterie). Non usare o lasciare il monitor in luce diretta del sole, in luoghi umidi, polverosi e corrosivi, o vicino a fonti di calore.
- Non far cadere la fotocamera. Evitare forti urti.

Pulizie:

- Non utilizzare benzene, benzina, base di alcol o sciogliere agente.
- Pulire con un panno inumidito con acqua o un detergente neutro, quindi asciugare l'unità con un panno morbido e asciutto. Non immergere in acqua.
- Il polso bracciale può essere pulito con un panno umido e sapone. Non immergere in acqua.
- Non piegare, allungare, piegare o tirare la parte più difficile del bracciale.
- Separare il bracciale del dispositivo, non smontare il dispositivo e tentare di riparare il monitor da soli. Fare riferimento al distributore.

6.2. messaggi di errore e di errore diagnostico.

Caso 1: non ci sono simboli visualizzati sul display LCD.

Le batterie sono esaurite o non siano stati correttamente installati: verificare la posizione della polarità cellulare con "+" e "-". Rimuovere le batterie e attendere 10 secondi prima di sostituirli.

Caso 2: P Err "viene visualizzato sullo schermo; n. bracciale inflazione.

Ripristinare il polso bracciale con fermezza e ripetere la misurazione.

Caso 3: "Err 1" appare sullo schermo, il bracciale è troppo stretto o deflazione Miss è troppo rapido.

In primo luogo, stringere il bracciale. Se il problema persiste, il dispositivo a un servizio è accettabile.

Caso 4: "Err 2" appare sullo schermo ha mosso il polso o interferenza offuscare la misura: Stop al polso quando si preme il tasto di accensione. Mantenere i dispositivi di pressione sanguigna che può emettere interferenze come telefono cellulare, per esempio.

Caso 5: "Err 3" appare sullo schermo, ed i risultati delle misure non sono corrette: rimuovere l'orologio o sostituire il bracciale in modo corretto.

Il monitor non è adatto per l'uso su bambini.

Se nonostante questi consigli, non è possibile prendere la pressione sanguigna o la frequenza cardiaca, restituire il dispositivo al fornitore.

6.3. Caratteristiche tecniche del polso di pressione sanguigna WE100 Monitor:

- Metodo di misura: oscillometrico
- Gamma di pressione: da 0 a 280mmHg
- Gamma di impulso: 40-195 battiti / min
- Memoria: 99 misurazioni con data e ora
- Precisione pressione: + / - 3 mmHg
- Pulse precisione: + / - 5% della lettura
- Controllo automatico di inflazione e deflazione
- Richiede 2 batterie alcaline di tipo AAA da 1,5 V (no include) tipo LR03
- Temperatura di esercizio: +10 ° a 40 ° C
- Umidità: 30% - 85% RH
- Temperatura di stoccaggio: da -20 ° a +60 ° C
- Umidità: 10% - 95% RH
- bracciale per il polso 135-195 mm di circonferenza
- Dimensioni: 63,5 x 69 x 37,5 millimetri

Digitales Handgelenk-Blutdruckmessgerät. •

1.1. Eigenschaften:

- Eine Berührung. Genaue Ergebnisse in 20 Sekunden.
- Bequemes automatisches Aufpumpen und Druckablass.
- Speichereinheit für Speichern von 99 Messungen, mit Datum/Uhrzeit und automatisch ausgerechnetem Mittelwert.
- Automatisches Ausschalten, wenn das Gerät seit 1 Minute nicht benutzt wird.

1.2. Kontraindikationen:

- Das Gerät nicht an Kleinkindern und behinderten Personen verwenden.
- Das Gerät nicht im Falle der Arrhythmie oder arterieller Störungen benutzen.
- Das Gerät außer Blutdruckmessen für andere Zwecke nicht benutzen.
- Es wird empfohlen, das Gerät nur von einer Person zu benutzen, um Keiminfektionen zu vermeiden. •

1.3. Vorsichtsmaßnahmen:

- Die gemessenen Werte dienen nur zur Information. Fragen Sie immer Ihren Arzt, um die Ergebnisse auszuwerten. Stellen Sie keine Selbstdiagnose auf.
- Folgen Sie immer die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung, um richtige Messergebnisse zu bekommen.
- Schalten Sie das Gerät so lange nicht ein, bis die Manschette nicht um das Handgelenk gewickelt wird.
- Das Benutzen des Gerätes in der Nähe von Handys oder Mikrowelle kann zu Störungen bei Messergebnissen führen.

Beachten Sie folgende Empfehlungen vor dem Blutdruckmessen :

- 30 Minuten vor dem Blutdruckmessen nicht essen, rauchen, trainieren, baden, kein Alkohol, koffeinhaltiges Getränk oder Tee trinken. Vor dem Messen Urinieren und Stuhlgang vermeiden.
- Vermeiden Sie, Ihre Blutdruck zu messen, wenn Sie gestresst sind
- Setzen Sie sich oder legen Sie sich vor dem Messen für mindestens 5-10 Minuten
- Messen Sie Ihre Blutdruck jeden Tag zur selben Zeit

2. BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Schema S.2)•

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Datum / Uhrzeit | 2. Systolischer Druck |
| 3. Datum-/Uhrzeiteinstellung | 4. Diastolischer Druck |
| 5. Pulsanzeige | 6. Batteriesymbol |
| 7. Ein-/Ausschalter: drücken Sie diesen | 8. Speicheranzeige. |

Schalter, um Manschette aufzupumpen und den Blutdruck, bzw. die Herzfrequenz (Puls) zu messen. Um das Gerät auszuschalten, den Schalter noch einmal drücken.
9. Anzeige der gespeicherten Messungen

3. VORBEREITUNGEN VOR DEM GEBRAUCH•

3.1. Einlegen /Wechseln der Batterie.

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung in mit Pfeil gezeigte Richtung.
2. Legen Sie (oder wechseln Sie) 2 «AAA•» Alkali-Batterien ein. Prüfen Sie, ob die « + » (Positiv) und «-» (Negativ) Markierungen auf den Batterien mit den Markierungen in dem Batteriefach übereinstimmen.

3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

Hinweise: Es wird die Benutzung von Alkalibatterien empfohlen, um eine bessere Leistung und längere Lebensdauer zu erzielen.

Dieses Gerät verfügt über 2 Batteriestandanzeigen :

a. Niedriger Batterieladestand•: wenn auf dem Display die Anzeige erscheint.

Das heißt, die Batterien werden bald leer, die Messungen sind aber noch genau.

b. Batterie is leer•: wenn die Batterieanzeige ... blinkt, die Batterien sind leer. Die Batterien müssen unverzüglich gewechselt werden

3.2. Einstellung von Datum, Urzeit•

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Einstellung von Datum/Uhrzeit vornehmen.

Die Taste « SET » ist die graue Taste oben rechts vom Display (Bild.1).

Drücken Sie die Einstelltaste mit der Spitze eines Kugelschreibers während 4 Sekunden, um das Einstellungsmenü Datum/Uhrzeit zu öffnen.

Erster Drück auf der Taste « SET » erlaubt, die Minuten einzustellen, zweiter Drück erlaubt, den Monat einzustellen, dritter Drück erlaubt, das Jahr einzustellen, vierter Drück erlaubt, die Stunden einzustellen. Für jede Information, machen Sie die Werte mit dem Pfeil (unten links vom Gerät) vorbeiziehen.

3.4. Herzfrequenz (Puls)

Im Falle anormaler Pulsfrequenz können zwei Symbole auf dem Bildschirm gezeigt werden:

PH-bedeutet "Pulse High", das heißt hohe Pulsfrequenz

PL-bedeutet "Pulse Low ", das heißt schwache Pulsfrequenz

4. EINE MESSUNG VORNEHMEN

Wickeln Sie die Manschette bequem um Ihr Hangelenk und sichern Sie sie mit dem Klettverschluss.

Halten Sie Ihren linken Arm mit der Handfläche nach oben vor sich. Setzen Sie die Manschette so auf, dass LCD Display gut sichtbar ist.

Stützen Sie Ihren Ellbogen auf einen Tisch, drehen Sie Ihre Handfläche nach oben, bis das Hangelenk mit dem Gerät sich in der Höhe Ihres Herzen befindet. (Bild 4).

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste .

Nachdem die Messung vorgenommen ist, Systolischer /Diastolischer Druck und die Pulsfrequenz auf dem LCD Display angezeigt bleiben.

Wenn Sie Ihr Blutdruck und Pulsfrequenz noch einmal nehmen wollen, drücken Sie auf die Ein-/Ausschalttaste. Wenn Sie auf keine Taste während mehr als einer Minute drücken, setzt sich der Blutdruckmesser im Leerlauf.

5. BENUTZUNG DER SPEICHERFUNKTION

5.1. Speichermodus

Der gemessene Blutdruck und Pulsfrequenz werden automatisch gespeichert. Wenn Sie mehr als 99 Messungen vornehmen, die ersten Messungen werden gelöscht und die aktuellen Werte gespeichert. Benutzen Sie die Speicherfunktion, um die früher gemessene Werte aufzurufen.

1. Drücken Sie die Pfeiltaste, um die vorher gemessenen Werten aufzurufen.
2. Drücken Sie die Pfeiltaste erneut, und auf dem Display erscheint die Zahl «2», um die zuletzt gemessene Werten anzuzeigen. So können Sie die 99 gespeicherte Messungen laufen lassen. Jeder numero entspricht einer ausgeführter Messung.

5.2. Löschen aller gespeicherten Werten

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet wird, bevor die Werte löschen.

Drücken Sie auf den Pfeil unten links vom Gerät, dann auf die Taste SET und halten Sie sie 4 Sekunden gedrückt bis die « CLR » Anzeige erscheint. Dann wählen Sie, ein Wert oder alle gespeicherten Werte zu löschen. Drücken Sie auf die Taste « SET » erneut. Warten Sie bis die Speicheranzeige und « CLR ALL » (Alles löschen) auf der LCD-Anzeige erscheint. Machen Sie Ihre Auswahl durch Drück auf die Pfeiltaste. Puls Messung vornehmen.

Zwei Anweisungen können auf dem Display im Falle zu starker oder zu schwacher Pulsfrequenzen erscheinen:

PH-bedeutet "Pulse High", das heißt hohe Pulsfrequenz

PL-bedeutet "Pulse Low", das heißt schwache Pulsfrequenz

In beiden Fällen, befragen Sie Ihren Arzt.

6. PFLEGE DES MESSGERÄTES

- Aus der Batterie können chemische Stoffe heraustreten, die die elektrischen Teile beschädigen können. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

- Benutzen Sie immer die mitgelieferte Aufbewahrungstasche, wenn Sie das Gerät transportieren oder verstauen möchten.

- Das Gerät auf einem trockenen und kühlen Platz unter der Berücksichtigung der Lagerungsbedingungen verstauen. Der Lebensdauer des Gerätes beträgt unter normalen Bedingungen 3 Jahre, außer den Batterien. Das Gerät nicht in direktem Sonnenschein, bei hohen Temperaturen, in feuchter, staubiger oder korrosiven Umgebung benutzen oder aufbewahren.

- Das Gerät nicht auf den Boden fallen lassen und keinen starken Schlägen aussetzen.

Reinigung:

- Kein Benzol, Benzin oder andere Mittel auf Alkoholbasis oder Lösungsmittel für die Reinigung des Gerätes benutzen.
- Wischen Sie das Gerät mit Leitungswasser oder mit schwachem Reinigungsmittel leicht befeuchtetem Tuch, dann trocknen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch. Das Gerät nie mit Wasser spülen oder ins Wasser tauchen.
- Die Manschette kann mit feuchtem Tuch und Seife gereinigt werden. Die Manschette nicht ins Wasser tauchen.
- Die Schläuche des Gerätes nicht knicken. Die Handgelenkmanschette nicht ausdehnen, biegen oder zerrn. Die Handgelenkmanschette nicht ausflippen.
- Die Manschette darf nicht vom Gerät getrennt werden. Versuchen Sie das Gerät nie zu zerlegen, oder selbst zu reparieren. Sollten irgendwelche Probleme auftreten, wenden Sie sich zu Ihrem Händler.

6.2. Fehlermeldungen und Behebung der Störung.

Keine Anzeige auf dem LCD, obwohl die Batterien eingelegt wurden; Die Batterien sind leer oder wurden nicht richtig eingelegt.

«Err P»; Kein Aufpumpen der Manschette.

«Err 1»; Die Manschette ist nicht fest angebracht oder Luftaustritt ist zu schnell.

«Err 2»; Das Handgelenk hat sich bewegt oder Interferenzen mischen die Messungen.

«Err 3»; Die Ergebnisse der Messungen sind inkorrekt.

6.3 Technische Daten :

Handgelenk-Blutdruckmessgerät WE100:

- Messmethode : Oscillometrische Methode
- Messbereich. Druck: 0 ~ 280 mmHg
- Messbereich. Puls: 40 ~ 195 Schläge /Min
- Speicherkapazität : 99 Messungen mit Datum/Uhrzeit
- Genauigkeit. Druck : +/- 3 mmHg
- Genauigkeit. Puls: +/- 5% des angezeigten Werts
- Automatisches Aufpumpen und Druckablass
- Stromversorgung : 2 x AAA Alkalibatterien Typ LR03 1,5V (nicht mitgeliefert)
- Betriebsumgebung : +10° ~ 40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30% ~ 85% RH
- Lagerumgebung: -20° ~ +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 95% RH
- Abmessungen Manschette : Handgelenkumfang ca. 135 ~ 195 mm
- Abmessungen : 63,5 x 69 x 37,5 mm
- Gewicht: 110g (ohne Batterien)

Tensiometru electronic de mana.

1.1. Caracteristici:

O singura atingere. Rezultatul precis in 20 de secunde

- Umflarea si dezumflarea automata si confortabila.
- Are o memorie de pana la 99 de masuratori cu data si ora.
- Se pune automat in așteptare după 1 minut de neutilizare

1.2. Contra-indicații:

- Nu utilizati tensiometrul pe copii sau pe persoanele cu handicap.
- Nu utilizati in caz de aritmie sau de probleme arteriale
- Nu folositi tensiometrul decat in scopul de a masura tensiunea sau pulsul.
- Tensiometrul este rezervat pentru o utilizare personala pentru a evita contaminarea cu microbi

1.3. Precautii:

- datele măsurate au doar un singur cod scop. Consultati medicul pentru a interpreta rezultatele. Nu face auto-diagnostic daca nu sunt autorizate.
- Respectați întotdeauna procedurile de operare descrise în acest manual.
- Nu apăsați On / Off atunci când tensiunea arterială nu este stabilită cu privire la încheietura mâinii.
- Nu utilizați în apropierea unui telefon mobil sau un cuptor cu microunde.

Sugestii înainte de măsurare tensiune:

- Datele masurate sunt doar o referinta. Consultati medicul pentru a interpreta rezultatele. Nu faceti auto-diagnostic daca nu sunteti abilitat.
- Respectați întotdeauna procedurile descrise în acest manual.
- Nu apasati pe butonul ON/OFF cand tensiometrul nu este bine fixat in jurul incheieturii mainii.
- Nu folositi tensiometrul in apropierea unui telefon portabil sau a unui cuptor cu micro-unde.
- Sugestii înainte de măsurarea tensiunii:
 - Evitați sa mâncați sau sa beti o bautura excitanta, evitati fumatul, sa faceti sport, sa inotati sau sa mergeti la toaleta, cu cel puțin 30 de minute înainte de măsurare.
 - Evitați să va luați tensiunea atunci când sunteți stresat.
 - Stati in pozitia așezat sau intins in pat cu cel puțin 5-10 minute înainte de măsurare
 - Luați-va tensiunea arteriala in fiecare zi la aceeași oră

2. DESCRIEREA APARATULUI (Schema p2)

1. Data si ora
2. Tesiunea sistolica
3. Butonul SET
4. Tensiunea arteriala diastolica
5. Indicator de pulsatie
6. Stadiul bateriei
7. Butonul <<pornit/oprit>>apasati pentru a masura tensiunea arteriala si pulsul
- 8 Butonul <<memorie>>pentru a vedea datele memorate
9. Indicatorul numărului de memorie

3. PREGATIRE INAINTE DE UTILIZARE

3.1 Introducerea / înlocuirea bateriilor.

1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii în direcția indicată de săgeată
2. Introduceți două baterii alcaline de tip "AAA", conform semnelor de polaritate "+" și "-", în interiorul compartimentului .

3. Închideți capacul compartimentului.

Notă: Este recomandat să folosiți baterii alcaline și nu amestecați baterii de tipuri diferite
Tensiometrul afișează 2 parametrii de avertizare <<baterii>

a. Baterii slabe: indicatorul afișează pe ecranul LCD

Aceasta înseamnă că bateria este slabă, dar putem face în continuare câteva măsurători
b. Baterii uzate: indicatorul clipește, aceasta semnifică "nici o baterie "

Înlocuiți bateriile imediat

3.2 Setarea datei și orei

Notă: Înainte de a instala Data / Ora asigurați-vă că tensiometrul este stins.

Butonul SET este butonul gri de pe partea din dreapta sus a ecranului (butonul n°3 - Fig.1 - p.2).

Apăsați butonul SET cu vârful unui stilou pentru a accesa meniul Data / Ora.

Appuyez 4 secondes sur la touche SET pour régler les minutes, le deuxième appui bref permet de régler le mois, le troisième appui bref permet de régler l'année, le quatrième appui bref permet de régler les heures. Pour chaque information, faites défiler les valeurs avec la flèche (touche n°8 - Fig.1 - p.2) et appuyez sur SET pour valider.

Apăsați 4 secunde pe butonul SET pentru a regla minutele, a doua oară apăsați scurt pentru a regla luna, a treia oară apăsați scurt pentru a regla anul, a patra oară apăsați scurt pentru a permite să se regleze ora. Pentru fiecare informație, parcurgeți cu săgeata (butonul n°8 - Fig.1 - p.2) și apăsați SET pentru a confirma

3.3. Gol de memorie

Apăsați săgeată (butonul 8 - Fig.1-p.2), apoi butonul SET timp de 3 secunde pe care doriți să vedeți "CLR"

3.4 Pulsul cardiac

În caz de ritm cardiac anormal, două notificări pot fi afișate pe ecran:

PH-inseamna << Pulse High >> aceasta inseamna ca ritmul cardiac este ridicat

PL- inseamna << Pulse Low >> aceasta inseamna ca ritmul cardiac este scazut

În acest caz ,consultati medicul dumneavoastra

4. Cum se măsoară tensiunea arterială

Ajustați tensiometrul în jurul încheieturii mâinii stangi cu scratch-ul la un 1cm de palma dumneavoastra. Ecranul LCD ar trebui să fie pe partea interioară a încheieturii mâinii, palma întoarsă spre cer (fig3-p.2). Puneți cotul stang pe un suport. Tensiometrul trebuie să fie la nivelul inimii (fig4,p.2).

Porniti aparatul apăsând pe butonul de pornire / oprire (butonul N ° 7 Fig1-p.2). Odată măsurile luate, presiunea sistolică / diastolică și ritmul cardiac sunt afișate pe ecranul LCD. Dacă doriți să luați tensiunea arterială și pulsul din nou, apăsați butonul de pornire/ oprire. Dacă nu apăsați nici un buton mai mult de un minut, tensiometrul se oprește automat.

5.CUM SA UTILIZATI FUNCTIA DE MEMORIE

5.1 Accesarea memoriei

Rezultatele tensiunii arteriale și măsurarea pulsului sunt stocate în memoria tensiometrului în mod automat. După ce stochează 99 de măsurători în memorie, cele mai vechi se înlocuiesc cu cele mai recente măsurători. Utilizați funcția de memorie pentru a vă aminti acțiunile anterioare.

Apăsați pe săgeată (butonul nr 8 - Fig.1-p.2) pentru a defila memoriile, numerotate de la 1 la 99.

5.2.Cum să ștergeți măsurătorile înregistrate

1. Apăsați pe săgeată (butonul nr 8 - Fig.1-p.2) și butonul SET (butonul n ° 3 - Fig.1 - p.2) timp de 4 secunde, până când apare "CLR" în partea din stânga sus al ecranului. Apoi alegeți a șterge o singură memorie sau să ștergă toate măsurătorile înregistrate prin apăsarea a doua oară pe butonul SET.

Confirmați alegerea dumneavoastră apăsând pe săgeata

6.INTRETINEREA APARATULUI

6.1.Intretinerea

Stocare și depozitare

- Vă rugăm să scoateți bateriile dacă tensiometrul nu este utilizat de ceva timp.
- A se păstra în cutia tensiometrului pentru transportare sau depozitare
- Păstrați aparatul într-un loc răcoros, uscat, în condiții de depozitare. Durata de viață a aparatului este de 3 ani în condiții normale (cu excepția bateriilor).

-Nu folosiți și nu depozitați tensiometrul sub lumina directă a soarelui, în locuri umede, cu praf și corozive, sau lângă o sursă de căldură.

-Nu lasați aparatul să cadă.Evitati orice impact puternic.

Stergerea :

- Nu utilizați benzen,benzina, baza de alcool sau de agent dizolvant.
- Ștergeți cu un tifon umezit cu apă sau cu un agent pentru curățat moale, apoi se șterge aparatul cu o cârpă moale și uscată. Nu-l scufundați în apă.
- Banderola încheieturii poate fi curățată prin ștergere cu o cârpă umezită și cu săpun. Nu o scufundați în apă.
- Nu îndoiți, întindeți, împaturiti sau trageți parte rigidă a banderolei.
- Nu separați banderola de dispozitiv, nu demontați aparatul și nu încercați să reparați tensiometrul de unul singur. Consultați distribuitorul.

6.2 Mesaje de eroare și diagnostică defectelor.

Cazul 1:Nu există simboluri afișate pe ecranul LCD Bateriile sunt uzate sau nu au fost corect instalate: Verificați poziția bateriilor în funcție de polaritatea "+" și "-". Scoateți bateriile și așteptați 10 secunde înainte de a le înlocui.

Cazul 2: un "Err P" apare pe ecran; banderola nu se umflă

Readaptea banderola în jurul încheieturii mâinii cu fermitate și se reapea măsurarea

Cazul 3: un "Err 1" apare pe ecran,banderola nu este stransa suficient sau umflarea este prea rapidă. În primul rând, strângeți manșeta. Dacă problema persistă, verificați aparatul la personalul de servicii autorizat.

Cazul 4: " Err 2" apare pe ecran: încheietura mâinii a suferit o mutare sau de interferență a stopării de măsurare: Imobilizați-va încheietura mâinii când apăsați Pornit/ Oprit. Mutați de lângă termometru dispozitivele care pot emite interferențe ca de exemplu telefonul mobil.

Cazul nr 5: "« Err 3" apare pe ecran: rezultatele măsurătorilor sunt incorecte: Scoateți ceasul sau reasezați manșeta corect. Atenție: tensiometrul nu funcționează pe copii.

Dacă în ciuda acestui sfat, nu puteți să luați tensiunea sau pulsul, returnați aparatul furnizorului.

6.3Caracteristici tehnice

- . Metoda de măsurare :oscilometrică
- . Domeniu de măsurare a presiunii: de la 0 la 280mmHg
- . Domeniu de măsurare a pulsului: 40 - 195 batai / min
- . Memorie: 99 măsuratori cu data și ora
- . Precizia presiunii : + / - 3 mm Hg
- . Precizia Pulsului: + / - 5% de măsurare
- . Umflarea și deflarea automată
- . Alimentarea : 2 baterii AAA alcaline 1.5V (nu furnizate) de tip LR03
- Temperatura de funcționare : : de la +10° la 40°C
- Umiditate: 30% - 85% RH
- Temperatura de depozitare: de la -20° la 60 ° C
- Umiditate: de 10% - 95%RH
- Manseta pentru încheietura de la 135 la 195 mm în circumferință
- Dimensiunii : 63,5 x 69 x 37,5 mm
- Greutate: 110g (fără baterii)

Vérnyomás csuklóját.

1.1. Jellemzői:

- Egyetlen gomb. Pontos eredmény a 20 másodperc.
- Automatikus infláció és a defláció és kényelmes.
- Memória akár 99 mérések dátum és idő.
- Automatikus kikapcsolás 1 perc után nem használ.

1.2. Cons-jelölések:

- Ne használja a vérnyomás a gyermekek és a fogyatékkal élők.
- Ne használja, ha a szívritmuszavarok, vagy artériás betegségek.
- Ne használja a monitort egy másik célja, hogy az intézkedés a feszültség vagy impulzus.

1.3. Óvintézkedések:

- A mért adatok csak egy célja kódot. Konzultáljon orvosával az eredmények értelmezéséhez. Ne tedd az önellenőrzést, ha nem engedélyezett.
- Mindig kövesse az üzemeltetési eljárásokat, amelyeket ez a kézikönyv.
- Ne nyomja meg a Be / Ki, ha a monitort nem csatolták körül a csuklóját.
- közelében ne használjuk a mobiltelefont, vagy a mikrohullámú sütő.

Javaslatok előtt feszültség mérésével:

- Kerülje evés vagy ivás ital izgalmas, nem dohányzik, sportolni, úszni, megy a WC-vel, legalább 30 perccel előbb mérés.
- Kerülje a szédését vér ha hangsúlyozta.
- Maradjon ülve vagy fekvé legalább 5-10 perc múlva mérés.
- Vigye magával a vérnyomás minden nap ugyanabban az időben

2. A készülék leírása (p2 ábra)

- | | |
|--|---|
| 1. A dátum és az idő | 6. Akkumulátor állapot |
| 2. Szisztolés | 7. Button: "Be / Ki: Nyomja meg az intézkedés |
| 3. SET gombot a hozzáférést a vérnyomás és a pulzus. menü Dátum / Idő és Állítsa be a tárolt adatokat dátum / óra. | 8 gomb "memória", hogy a tárolt adatok |
| 4. Diasztolés vérnyomás | 9. Számú indikátor memória |
| 5. Szívverés mutató | |

3. KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA ELŐTT

3.1. Insertion/remplacement elemeket.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét a nyíl által jelzett irányba
2. Tegyen be 2 alkáli "AAA" a polaritás védjegyek "+" és "-" a rekeszekben.
3. Zárja le a fedelet.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy alkáli elemeket használjon, és ne keverje össze a különböző elemeket.

A monitor 2 paraméter figyelmeztető "sejtek":

a.Piles alacsony: a mutató ismert LCD kijelzők.

Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor gyenge lesz, de még mindig, hogy bizonyos mérések.

b.Piles hulladék: az indikátor villog, az azt jelenti, "nem elem".

Cserélje ki az elemeket azonnal.

3.2. A dátum és az idő

Megjegyzés: A telepítés előtt dátum / idő győződjön meg róla, hogy a monitor ki van kapcsolva.

A SET gomb a szürke gombot a jobb felső sarokban a képernyő (gomb # 3 - 1. ábra - 2. o.).

Nyomja meg a SET gombot az egy toll hegyét, a belépés a dátum / idő menüben.

4scondes Nyomja meg a SET gombot a perc, a második rövid nyomja meg a hónap, a harmadik rövid nyomja meg az év, a negyedik rövid nyomjuk meg a gombot az idő beállításához. Az egyes információk, az értékek lapozunk a nyíl (gomb 8 - 1. ábra-2. o.), és nyomjuk meg a SET gombot.

3.3. A memória törlése

Nyomja meg a nyíl (gomb 8 - 1. ábra-2. o.), majd a SET gombot 3 másodpercig szeretné látni "CLR"

3.4. Szívdobbanás

Abban az esetben, szívritmuszavar, két értesítés jelenik meg a képernyőn:

PH-jelentése "Pulse High", azaz a magas szívfrekvencia

PL-jelentése "Low Pulse", azaz alacsony szívverés

Mindkét esetben konzultáljon orvosával.

4. Hogyan kell mérni a vérnyomást

Állítsa be a monitor körül a bal csuklóján tépőzárral elhelyezett 1 cm-től a tenyerét. Az LCD kell a belső csukló, tenyérnyínel néz az ég (fig3, 2. o.). Nyomjuk meg a bal könyökénél egy zárójel. A monitor kell a központi szinten (fig4-2.o.).

Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gombbal (gomb # 7-fig1 2. o.).

Miután a meghozott intézkedések, a szisztolés nyomás / diasztolés és a pulzus jelennek meg a kijelzőn.

Ha azt szeretnénk, hogy a vérnyomás és a pulzus ismét nyomja meg a gombot Teljesítmény.

Ha nem nyomja meg valamelyik gombot több mint egy perc, a monitor automatikusan kikapcsol.

5. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A memória funkciót

5.1. Access Memory

Az eredmények a vérnyomás és a pulzus mérése automatikusan tárolja a memóriában. Után 99 mérés tárolása a memóriában, a legrégebbi fogja felváltani a sokkal frissebb. Használja a memória funkcióval, hogy emlékezzen a korábbi intézkedéseket. Nyomja meg a nyíl (gomb 8 - 1. ábra-2. o.), hogy lapozhatunk az emlékek, számozott 1-99.

5.2. Comment törli a tárolt mérések

Nyomja meg a nyíl (gomb 8 - 1. ábra-2. o.) és a SET gombot (gomb # 3 - 1. ábra - 2. o.) 4 másodpercig, amíg meg nem jelenik: "CLR"-ban a bal felső sarokban a képernyőn. Majd válassza ki a törölni egyetlen memória vagy törölhetjük az összes intézkedés jegyezni a második nyomja meg a SET gombot. Erősítse meg a választást megnyomásával a nyíl.

6. Osztályon

6.1. Karbantartás

Tárolás és tárolás:

- Kérem, távolítsa el az elemeket, ha a monitor nem használják egy ideje.
- Tartsa meg a monitort a dobozba a szállítás vagy tárolás.
- Tartsa hűvös, száraz helyen feltételek mellett a tárolás. Az élet a készülék 3 év normál körülmények között (kivéve elemek). Ne használja vagy tárolja a monitort a közvetlen napfénytől, páras, poros és maró anyag, vagy hőforrás közelébe.
- Ne ejtse le a fényképezőgépet. Elkerülése érdekében az erős hatást.

Takarítás:

- Ne használjon benzint, benzin, alkohol alapú vagy oldódó anyag.
- Törölje le nedves ruhával vízzel vagy enyhe tisztítószert, majd szárítsuk a készüléket egy puha ruhával és száraz. Ne merítse vízbe.
- A csukló mandzsetta lehet tisztítani letörölni egy nedves ruhával és szappannal. Ne merítse vízbe.
- Ne hajlítsa meg, stretch, könyök, vagy húzza ki a merev része a mandzsetta.
- Ne válassza le a mandzsettát a készülékkel, ne szedje szét a készüléket, és próbálja megjavítani a monitort egyedül. Nézze meg a forgalmazó.

6.2. hibaüzenetek és diagnosztikai hiba.

1. eset: nincs szimbólum megjelenik az LCD.

Az elemek kimerültek vagy azokat nem megfelelően telepített: Ellenőrizze a helyzet a sejtek polaritását a "+" és "-". Távolítsa el az elemeket és várjon 10 másodpercet, mielőtt az őket helyettesítő.

2. eset: P Err "jelenik meg a képernyőn, mandzsetta infláció.

Állítsa vissza a csukló mandzsetta szilárdan és ismételjük meg a mérést.

3. eset: "Err 1" jelenik meg a képernyőn, a mandzsetta túl szoros, vagy Miss defláció túl gyors.

Először is, húzza meg a karszalag. Ha a probléma továbbra is fennáll, a készülék a szolgáltatás elfogadható.

4. eset: "Err 2" jelenik meg a képernyőn budget a csukló vagy beavatkozás elhomályosítja a mérési: Stop a csuklóját, amikor megnyomja a bekapcsoló gombot. Tartsa a vérnyomás eszközök kibocsátására is képes, mint a beavatkozást sejt telefon, például.

Eseten 5-ös: "Err 3" jelenik meg a képernyőn, és a mérési eredmények hibásak: Vegye ki néz, vagy cserélje ki a mandzsetta helyes.

A monitor nem alkalmas a gyermekek számára.

Ha ennek ellenére tanácsot, ha nem tudja a vérnyomás vagy a szívritmus, juttassa vissza a készüléket a szolgáltató.

6,3 Jellemzők műszaki WE100 Wrist vérnyomásmérő:

- Mérési módszer: Oszcillometriás
- tartomány nyomás: 0 280mmHg
- tartomány pulzus: 40-195 ütés / perc
- Memória: 99 méréseket dátum és idő
- Nyomás pontosság: + / - 3 mmHg
- Impulzus pontosság: + / - 5%-olvasó
- Automatikus az infláció és a defláció
- Szükséges 2 db AAA alkáli elem 1,5 V (nem tartozék) típusú LR03
- Működési hőmérséklet: +10 ° és 40 ° C
- Páratartalom: 30% - 85% RH
- Tárolási hőmérséklet: -20 ° +60 ° C
- Páratartalom: 10% - 95% RH
- mandzsetta a csuklón 135-195 mm kerületű
- Méretek: 63,5 x 69 x 37,5 mm
- Súly: 110g (elemek nélkül)

Elektronische bloeddrukmeter voor de pols

1.1. Kenmerken:

- Een enkele knop die u een resultaat geeft binnen de 20 seconden.
- Automatische en gemakkelijke opspanning en ontspanning van het toestel.
- Geheugen tot 99, metingen met datum en uur.
- Automatische overschakeling op 'stand by' 1 minuut na gebruik.

1.2. Af te raden:

- Gebruik de bloeddrukmeter niet op kinderen en gehandicapte personen.
- Gebruik de bloeddrukmeter niet in geval van hartritmestoornissen of slagaderlijke stoornissen.
- Gebruik de bloeddrukmeter niet voor andere doeleinden dan wel het gepreciseerd doel: het meten van de bloeddruk en/of de hartslag.
- De bloeddrukmeter blijft verbonden aan één individu, ten einde besmetting door microben te voorkomen.

1.3. Voorzorgsmaatregelen:

- De gemeten gegevens zijn enkel een richtlijn. Raadpleeg uw arts om het resultaat op de juiste manier te interpreteren. Maak zelf geen diagnose indien u daarvoor niet bevoegd bent.
- Volg altijd de juiste werkwijze voor het gebruik zoals deze in de bijsluiter beschreven staat.
- Druk niet op de knop ON/OFF wanneer de bloeddrukmeter zich niet rond de pols bevindt.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van een gsm of een microgolf.

Suggesties alvorens de bloeddrukmeter te gebruiken:

- Het is aangeraden om ten minste 30 minuten voor het opmeten van de bloeddruk, niet te eten, geen prikkelende drankjes te nemen, niet te roken, niet te sporten, niet te zwemmen en niet naar het toilet te gaan
- Meet uw bloeddruk niet indien u gestrest bent
- Ga 5 tot 10 minuten vóór het meten van de bloeddruk zitten of liggen.
- Meet elke dag uw bloeddruk op hetzelfde moment.

2. Beschrijving van het toestel (schema p 2)

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Datum en uur | 6. Lading van de batterij |
| 2. Systolische druk | 7. Knop « Aan/uit » druk op deze knop om de |
| 3. Geheugenknop SET | bloeddruk en de polsslak te meten |
| 4. Diastolische druk | 8. Geheugenknop om de gegevens in te zien. |
| 5. Polsslak indicator | Het geeft informatie betreffende de datum en het uur |
| | 9. Indicator van het geheugennummer |

3. VOORBEREIDIGEN VOOR GEBRUIK

3.1. Het plaatsen en het vervangen van de batterijen:

1. Verwijder het dekseltje boven de batterijenruimte in de richting aangeduid door het pijltje.
2. Plaats 2 alkalinebatterijen van het type «AAA» volgens de «+» et «-» pool aangeduid in de binnenzijde van de ruimte.
3. Doe het dekseltje dicht.

Nota: Het is aangeraden om uitsluitend alkalinebatterijen te gebruiken en zeker geen batterijen van verschillende soort samen te gebruiken.

De bloeddrukmeter toont 2 parameters betreffende de lading van de batterij:

- a. Zwakke batterijen: wordt getoond op het lichtscherm. Dit betekent dat de batterij zwak is, maar men kan nog enkele metingen uitvoeren.
- b. Versleten batterijen: de indicator knippert, dat betekent 'geen batterij meer'. Vervang de batterijen onmiddellijk.

3.2. Het regelen van datum en uur:

Nota: Alvorens de datum en het uur in te stellen moet u zeker zijn dat het toestel uitgeschakeld is.

De SET-knop is de grijze knop rechtsboven het scherm (knop n°3 - Fig.1 - p.2).

Druk op de SET-knop met een puntig voorwerp (pen) om toegang te krijgen tot het menu 'Datum/Uur'.

Druk gedurende 4 seconden op de SET-knop om de minuten te regelen, een tweede korte druk laat toe om de maand te regelen en een derde korte druk regelt het jaar, de vierde korte druk regelt de uren. Laat telkens de verschillende mogelijkheden elkaar opvolgen met het pijltje (knop n°8 - Fig.1 - p.2) en druk op SET om het geldig te maken.

3.3. Het geheugen schoonmaken:

Druk op het pijltje (knop n°8 - Fig.1 - p.2), vervolgens op SET gedurende 3 seconden om op het scherm «CLR» te zien.

3.4. Hartkloppingen:

In geval van abnormale hartkloppingen kunnen er twee verschillende aankondigingen op het scherm verschijnen:

PH- betekent: 'Hoge Druk' de hartkloppingen zijn fel

PL- betekent: 'Lage Druk', de hartkloppingen zijn zwak

In de twee gevallen hoort u uw arts in te lichten.

4. Hoe moet u de slagaderlijke druk meten?

Plaats de bloeddrukmeter rond uw linker pols, hecht de velcro vast op 1 cm van uw handpalm. Het lichtscherm moet zich bevinden aan de kant van de handpalm, de handpalm is naar boven gekeerd (fig 3- p.2). Steun met uw linkerelleboog op een vast punt (tafel). De bloeddrukmeter moet zich ter hoogte van het hart bevinden (fig 4- p.2).

Zet het toestel in werking door op de knop 'Aan/Uit' te drukken (knop n°7 fig.1- p.2). Na het opnemen van uw bloeddruk zal uw systolische- en uw diastolische druk (boven- en onderdruk) en uw hartslag op het lichtscherf verschijnen.

Indien u uw bloeddruk en uw hartslag opnieuw wilt meten, druk dan op de knop 'Aan/Uit'. Indien u, gedurende meer dan één minuut op geen enkele toets drukt, zal het toestel zich automatisch in 'stand by' plaatsen.

5. HOE DE GEHEUGENFUNCTIE GEBRUIKEN?

5.1. Toegang tot het geheugen.

De resultaten van de bloeddruk. En de hartslag worden automatisch in het geheugen geregistreerd.

Na het opslaan van 99 registraties in het geheugen, zal de oudste opmeting worden vervangen door de meest recente opmeting.

Gebruik de geheugentoets om vroeger opgenomen metingen terug te vinden.

Druk op het pijltje (knop n°8 - Fig.1- p.2) om de opgenomen metingen van 1 tot 99 één na één te laten verschijnen.

5.2. Hoe de geregistreerde resultaten verwijderen?

Druk op het pijltje (knop n°8 - Fig.1- p.2) vervolgens op de SET-knop (knop n°3 - Fig.1 - p.2) gedurende 4 seconden, u zult 'CLR' zien verschijnen boven links op het scherm.

Dan hebt u de keuze om één enkel geregistreerd resultaat te verwijderen ofwel alle resultaten uit het geheugen te verwijderen door een tweede maal te drukken op de SET-knop.

Maak uw keuze geldig door op het pijltje te drukken.

6. ONDERHOUD VAN HET TOESTEL:

- Verwijder de batterijen indien u het toestel gedurende geruime tijd niet meer zal gebruiken.

- Om het toestel te verplaatsen en het op te bergen is het wenselijk het te plaatsen in de bijhorende doos

- Plaats het toestel op een droge en propere plaats. Het toestel heeft een levensduur van ongeveer 3 jaar in normale omstandigheden (behalve de batterijen).

Gebruik het toestel niet in direct zonlicht. Bewaar het niet op een zonnige plaats, op een vochtige plaats, naast een warmtebron of op een stoffige, vuile plaats.

- Laat het toestel niet vallen en vermijd schokken.

- Gebruik geen benzeen, benzine, alcohol of een ander oplosmiddel.

- Maak het proper met een, in water bevochtigde doek of een ander zacht poetsmiddel, droog het toestel vervolgens met een droog, proper doekje. Dompel het nooit in water.

- De armband van het toestel kan proper gemaakt worden met een vochtig doekje en zeep. Dompel het niet in het water.

- Het harde gedeelte van de armband mag je niet plooiën, uitrekken, draaien en wringen.

- Verwijder de armband niet van het toestel, haal het toestel niet uit elkaar en tracht het ook niet zelf te herstellen. Ga terug naar de verdeler van het apparaat voor deze verrichtingen.

Diagnosen van verschillende mogelijke defecten:

Geval n°1: Er verschijnt niets op het lichtscherf:

De batterijen zijn versleten of werden niet op de juiste wijze geplaatst: controleer de plaats van de batterijen op de juiste « + » en « - » polen .

Neem de batterijen weg, wacht 10 seconden en plaats ze dan correct.

Geval n°2: «Err P» verschijnt op het scherm. Geen opzwellling van de armband Pas de armband strak aan rond de pols en meet opnieuw.

Geval n°3: «Err 1» verschijnt op het scherm. De armband zit onvoldoende strak rond uw pols of de ontspanning van het toestel gaat te snel. Plaats de armband opnieuw strak rond uw pols. Indien het probleem blijft, ga dan terug naar de klantendienst.

Geval n°4: «Err 2» verschijnt op het scherm. De pols heeft bewogen of andere storende golven laten niet toe om te meten : houd uw pols onbeweeglijk op het moment dat u op de knop « Aan/Uit » drukt. Vermijd de nabijheid van toestellen die de goede werking kunnen beïnvloeden (zoals gsm)

Geval n°5: «Err 3» verschijnt op het scherm. Den meetresultaten zijn niet juist: doe uw uurwerk af en plaats de armband van de bloeddrukmeter correct.

Opgelet: de bloeddrukmeter werkt niet bij kinderen.

Indien u, ondanks deze raadgevingen, er niet in slaagt om uw bloeddruk op te meten, ga dan terug naar de verdeler van het toestel.

6.3 Technische eigenschappen van de bloeddrukmeter WE100:

- Meetmethode: oscilloscoop
- Afmetingen : 63,5 x 69 x 37,5 mm
- Meetruimte van de druk: van 0 tot 280mmHg
- Gewicht: 110g (zonder batterijen)
- Meetruimte van de polsslag: 40 tot 195 slagen/minuut
- Geheugen: 99 resultaten met datum en uur
- Bergingstemperatuur : van -20° tot +60°C
- Juistheid van de drukmeting: +/- 3 mmHg
- Vochtigheid : van 10% - 95%RH
- Juistheid van de polsslag: +/- 5% van het resultaat
- De armband heeft een lengte van 135 tot 195 mm omtrek
- Automatische zwellling en ontzwellling
- Voeding : 2 alkaline batterijen AAA 1,5V (niet geleverd)