

# **SPORT-ELEC®**

## **I N S T I T U T**

### **CHAISE DE MASSAGE**

Massage chair

FR

GB



Réf. : MCA-001/B

**SPORT-ELEC® Institut** 31 Rue du Val Breton - BP 35 - 27520 Bourgtheroulde - Infreville - FRANCE  
TEL : + 33 (0)2 32 96 50 50 - FAX : + 33 (0)2 32 96 50 59  
[info@sport-elec.com](mailto:info@sport-elec.com)

## DESCRIPTION

### Elements

- 1 - Appui-tête / Headrest
- 2 - Buste / Bust
- 3 - Repose-bras / Armrests
- 4 - Siège / Seat
- 5 - Repose-genoux / kneerest
- 6 - Pied de réglage de la hauteur du siège / Foot adjustable seat height
- 7 - Pied avant de la chaise / Front foot of the chair
- 8 - Pied arrière de la chaise / Stand behind the chair






La chaise de massage garantit un accès optimum au dos et aux bras. Réglable et ajustable en quelques secondes, elle facilite le travail et améliore son confort.


Châssis aluminium, sellerie expansée sur mousse polyester, appui-tête de forme ergonomique avec ouverture faciale, plateau thoracique amovible, accoudoir décline et proclive, assise réglable en hauteur par vérin hydraulique, appui-jambes, pieds anti-dérapants, 6 positions de réglage.

## I - Montage de la Chaise

1. Dépliez la chaise en tirant sur la tige de réglage de la hauteur du siège et appuyez fermement sur le pied avant de la chaise



2. Ajustez le repose tête: Ouvrez la poignée à la base de l'appui-tête et régler à la position souhaitée. Refermez la poignée.



3. Réglez l'angle du repose-bras en tirant sur la sangle de sécurité et bloquez-la lorsque le réglage convient. Assurez-vous que la sangle de sécurité soit bien tendue afin d'apporter une protection supplémentaire avec la pression des bras



4. Réglez la hauteur du siège en poussant le bouton ressort pour le positionner sur l'un des 6 niveaux.

## II - Rangement de la chaise



1. Tout d'abord, Repliez l'appui-tête et le repose bras



2. Assurez-vous que le bouton ressort du réglage du siège est positionné au 4ème ou au trou du milieu (Ceci vous permettra de la porter et de la plier plus facilement.)



3. Mettez la chaise debout et appuyez sur le pied arrière de la chaise de massage tout en maintenant l'appui-tête. (Attention de ne pas vous coincer les mains lors de cette manipulation)





## **ATTENTION!**

NE PAS RAJOUTER DE PRESSION SUPPLEMENTAIRE SUR LA CHAISE.  
TENDRE LA SANGLE DE SECURITE POUR ASSURER LA STABILITE DE LA CHAISE.



### **Précautions d'emploi:**

1. Faites régulièrement un contrôle de votre chaise. Assurez-vous que toutes les vis sont sûres et que les câbles ne sont pas détériorés ou emmêlés.
2. Ne pas surcharger la chaise au-delà du poids recommandé.  
Vous pourriez provoquer un accident à l'utilisateur.
3. Ne pas utiliser de produit à base d'alcool pour nettoyer le vinyl. Cela pourrait endommager le vinyl. Utiliser une eau savonneuse tiède et essuyer avec un chiffon sec.

La garantie est accordée dans les conditions suivantes:

La table peut supporter le poids d'une personne de 113 kg maximum en position horizontale uniquement.

Cette garantie ne s'exerce qu'auprès du propriétaire de la table et n'est pas transférable.

	LORSQUE VOUS VOUS SÉPAREZ DE VOTRE PRODUIT EN FIN DE VIE, VEILLEZ À RESPECTER LA RÉGLEMENTATION NATIONALE. NOUS VOUS REMERCIONS AINSI DE DÉPOSER LA CHAISE À UN ENDROIT PRÉVU À CET EFFET AFIN D'ASSURER SON ÉLIMINATION DE FAÇON SÛRE DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.
--	--






The massage chair provides optimum access to the back and arm. Adjustable adjustable in seconds, it makes work easier and improves comfort.


Aluminum frame, tack on expanded polyester foam, headrest ergonomic shape with an open face, chest plate removable armrests and sloping recumbent, sitting height adjustable hydraulic cylinder, leg-rest, anti-slip feet, 6 adjustment positions

## I - Setting up your table

1. Unfold the chair by pulling the pin height adjustment of the seat and press fermemant on the front foot of the chair



2. Adjust the headrest: Open the handle at the base of the headrest and adjust to desired position. Collapse the handle



3. Set the angel of the armrests and pull the safety belt and lock the setting when you convient. Assurez qe the safety belt is properly tensioned to provide protection additional pressure with the arms



4. Adjust the seat height by pushing the button to clear the position on one of 6 levels.

## II - Storage



1. First Fold the headrest and arm rests



2. Ensure sure the button shows the seat adjustment is positioned in the 4th or middle hole (This will allow you to carry and fold more easily.)



3. Turn the chair upright and press the back foot of the massage chair while holding the headrest ( careful not to pinch your hands at this handling)





## **WARNING:**

DO NOT SUPPORT OR ABOVE ADD ADDITIONAL PRESSURE.  
YOU MUST TENDER THE TAPE TO AVOID THE CHAIR COLLAPSE CAUSING SERIOUS ACCIDENTS!



### **Precautionary instructions**

1. Maintain the chair periodically. Make sure all screws are secured and the cable has not deteriorated or frayed. Make sure there are no cracks in the wood structure.
2. Do not overload the chair beyond the recommended weight limit. This could result in serious injury to the user.
3. Do not use alcohol based cleaners when cleaning the vinyl. This could cause damage to the vinyl material. Use warm soapy water and wipe dry.

The Chair can support the weight of a person of 113 kg maximum horizontal position only.

This guarantee is exercised only from the owner of the table and is not transferable.



WHEN YOU SEPARATE YOUR PRODUCT END OF LIFE, BE SURE TO OBSERVE NATIONAL REGULATIONS. THANK YOU AND TO FILE THE CHAIR TO A PLACE PROVIDED FOR THAT PURPOSE TO ENSURE ITS SAFE DISPOSAL OF WAY IN RESPECT OF THE ENVIRONMENT.



**GARANTIE**

Nous accordons une garantie de 12 mois sur les produits que nous distribuons à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, nous prendrons gratuitement à notre charge, la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées ou encore si l'appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, (choc,...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement, ni à la valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées ou si des pièces de rechange ne provenant pas de la même marque ont été utilisées. La garantie ne sera valable que si la date d'achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie ou sur présentation du ticket de caisse. Toute autre forme de prétention à la garantie est exclue, sauf si des dispositions légales spécifient le contraire.

MDE 909

**WARRANTY**

This appliance is guaranteed for 12 months from the date of purchase. During the period of the guarantee, the distributor will take responsibility for defects occur, the appliance will be repaired or exchanged as the distributor deems necessary. Damage arising from improper use or normal wear and defects, which do not materially affect the performance of the appliance, is not covered under this guarantee. The guarantee is not valid if unauthorized repairs have been attempted or if replacement parts used are not approved by the supplier. The guarantee is valid only if it is stamped and signed by the retailer at the time of the purchase. For all claims made during the period of the guarantee, send the appliance and the warranty card to your retailer. All other claims are excluded from the guarantee unless specifically prohibited by law.

**CARTE DE GARANTIE / WARRANTY CARD****MCA-001/B**

Nom /Name .....  
 Adresse /Address .....  
 Ville / City .....  
 Code Postal / Postcode .....

DATE D'ACHAT / DATE OF PURCHASE

En cas de panne retournez l'appareil accompagné de cette carte de garantie à votre revendeur  
 In case of damage, please return appliance and warranty card to your retailer

**SPORT-ELEC® Institut SAS-31 Rue du Val Breton - BP 35 - 27520 Bourgtheroulde Infreville-FRANCE**  
 TEL : + 33 (0)2 32 96 50 50 - FAX : + 33 (0)2 32 96 50 59  
**info@sport-elec.com**

CACHET DU REVENDEUR /STAMP OF RETAILER

