

## FR CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LES CAS SUIVANTS

- Syndrome épycondylite - Soulage le coude du joueur de tennis
- Protection en cas de blessures - Maintient le coude au chaud
- Diminue la charge sur les tendons en appliquant la compression.

### FABRICATION

- Néoprène : 3 mm (néoprène 80 %, nylon jersey 20 %).
- Tissu : Lycra textile tissé (55 % polyamide, élasthanne 45 %).

### IMPORTANT : CONSEILS ET MISES EN GARDE

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation à haute température. Par conséquent, ne pas utiliser à plus de 130°C. Si vous souhaitez apporter des modifications sur le produit pour votre confort, demandez à votre médecin ou au revendeur. Ce produit ne doit être utilisé que dans les cas précédemment cités et ne peut être combiné avec d'autres produits. L'utilisation de produits en néoprène ne doit pas dépasser les 3-4 heures. Dans tous les cas, ne pas utiliser au-delà de 8 heures (sauf avis contraire de votre médecin).

### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- Avant lavage, reploiez les bandes velcro sur les bandes scratch, et retirez les éléments secondaires accrochés (comme les jointures).
- Ne pas passer au lave-linge. Lavage uniquement à la main, à 40°C.
- Ne pas utiliser de Javel.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas sécher en machine. Séchez uniquement à l'air libre.
- Ne pas utiliser de fer à repasser.
- Après le lavage, assurez-vous que le produit est sec avant de l'utiliser.

### MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la taille du produit est adaptée à votre taille.
- Placer le bandage au niveau de l'articulation du coude. Fermer les bandes velcro.

## ES ESTE PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Síndrome de epicondylitis - Aliviar el codo del jugador de tenis
- Protección en caso de heridas - Mantiene el codo al calor
- Disminuye la carga sobre los tendones aplicando la compresión.

### FABRICACIÓN

- Neopreno : 3 mm (neopreno 80 %, nilón jersey 20 %).
- Tejido : Lycra textil tejido (55 % poliamida, élasthanne 45 %).

### IMPORTANTE : CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

Este producto no está concebido para una utilización a alta temperatura. Por lo tanto, no utilizar a más 120°C. Si desean modificar el producto para su comodidad, pedir a su médico o al minorista. Este producto debe ser utilizado solamente en los modos citados anteriormente y no puede ser combinado con otros productos. La utilización de productos en neopreno no debe pasar las 3-4 horas. En todos los casos, no utilizar más allá de 8 horas (salvo objeciones de su médico).

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Antes del lavado, doblan las bandes velcros sobre las bandes scratch y quitar los elementos secundarios colgados (como las esquinhas).
- No lavar a máquina. Sólo lavado a mano a 40°C.
- No utilice lejía.
- No lavar en seco.
- No usar secadora. Sólo secado al aire libre.
- No utilice el hierro.

### MODO DE EMPLEO

- Verificar que el tamaño del producto esta adaptado a su talla.
- Colocar el bandage en la articulación del codo. Cerrar las bandes velcro.

## GB UTILITY OF PRODUCT

- Stability of the ankle during activity - Sprain or tendinitis of the ankle
- Protections postoperative - Rehabilitation of ankle ligament.

### MATERIAL

- Neoprene group: 3 mm (neoprene 80 %, nylon jersey 20 %).
- Woven group: Lycra woven textile (55 % polyamide, 45 % elastan).

### IMPORTANT ADVISES AND WARNINGS

This product is not burn protected. It will lose its characteristics by high temperature. Therefore do not use above 248°F. If you want to make changes for your comfort, please ask to your doctor or where you purchased the product. This product can not be used out of its own utility and cannot be combined with other products, only use with its original utilities. Usage of neoprene products is not allowed for more than 3-4 hours. In any case, do not use more than 8 hours (unless otherwise specified by your doctor). Please only use with doctor advice.

### WASHING INSTRUCTIONS

- Please close the velcro bands if there are and take out the locable support (like joint parts...).
- Do not put in washing-machine. Only handwash it at 104°F.
- Do not use bleach.
- No dry-cleaning.
- Do not use dryer.
- No ironing.
- After the wash please be sure that it is totally dry before the use.

### UTILITY OF THE PRODUCT

- Please be sure the size of the product is exactly your size.
- Be sure that bending part of product is exactly placed on the elbow articulation. Close the velcro bands.

## NL DIT PRODUCT KAN GEBRUIKT WORDEN IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

- Syndroom epicondylitis - Het kwijtschelden van een tenniselleboog
- Bescherming tegen verwondingen - Onderhoud de elleboog warm
- Vermindert de belasting op de pezen door het toepassen van compressie.

### MATERIAAL

- Neopreen : 3mm (neopreen 80 %, nylon jersey 20 %).
- Stof : Lycra weefsel (55 % polyamide, 45 % elastaan).

### BELANGRIJK: TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Dit product is niet ontworpen voor het tweemaal hoge temperatuur. Daarom gebruik niet meer dan 248°F. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het product voor uw comfort te maken, vraag dan uw arts of dealer. Dit product mag alleen worden gebruikt in gevallen reeds aangehaald, en kan niet gecombineerd worden met andere producten. Het gebruik van neopreen producten mag niet meer dan 3-4 uur. In ieder geval, niet te gebruiken na 8:00 (tenzij anders voorgeschreven door uw arts).

### WASINSTRUCTIES

- Voordat u gaat wassen, vouw de klittenband op de tapes scratch. Verwijder secundaire elementen die bevestigd zijn (zoals joints).
- Niet reinigen in wasmachine. Handen wassen alleen, op 104°F.
- Gebruik geen bleekmiddel.
- Geen droge reiniging.
- Geen drogen in droogtrommel.
- Niet strijken.
- Na het wassen, zorg dat het product droog is voor gebruik.

### INSTRUCTIES

- Zorg dat de grootte van het product is afgestemd op uw maat.
- Plaats de pleister op de elleboog gewricht. Sluit de klittenband.